

抗Tspan33ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q86Uf1

商品番号: CM0029712

前書き

WBおよびELISAで検証済みのTSPAN33ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのTSPAN33を認識します。C末端を標的とした合成ペプチドを免疫原としています。赤血球生成およびADAM10相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSPAN33 ウサギpAb
備考/別名	PEN; PEN.; TSPAN-33; TSPAN33
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	340348
遺伝子ID	340348
免疫原	合成ペプチド ヒトTSPAN33のアミノ酸200からC末端までの配列に対応する合成ペプチド (NP_848657.1)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86UF1
タンパク質重量	32kDa
配送	アイスバッグ