

## 抗Tspan4/Nag-2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14817

商品番号: CM0017471

### 前書き

ヒトTSPAN4/NAG-

2（別名NAG2、TM4SF7）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。テトラスパニン介在性膜微小ドメインやマイグラソーム生物学の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 仕様                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | TSPAN4/NAG-2 ウサギpAb                                            |
| 備考/別名      | NAG2; NAG-2; TM4SF7; TSPAN-4; TETRASPAN; TSPAN4/NAG-2          |
| 種          | ヒト                                                             |
| GeneID（ヒト） | 7106                                                           |
| GeneID     | 7106                                                           |
| 免疫原        | ヒトTSPAN4/NAG-2 (NP_003262.1) のアミノ酸100～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                            |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                      |
| 用途         | WB、ELISA                                                       |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                     |
| SWISS      | O14817                                                         |
| タンパク質分子量   | 26kDa                                                          |
| 輸送方法       | 氷袋                                                             |