

ウエスタンブロット、If-P、Elisa用 抗Tspan7 ウサギポリクローナル抗体 - P41732

商品番号: CM0026188

前書き

TSPAN7 ウサギ pAb（ポリクローナル抗体）は、ウエスタンブロット、IF-P、ELISAで検証済みです。ヒトTSPAN7（28kDa）を検出し、マウスおよびラットとの交差反応性があります。細胞増殖および疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSPAN7 ウサギ pAb
備考/別名	A15; MXS1; CD231; MRX58; CCG-B7; TM4SF2; XLID58; TALLA-1; TM4SF2b; DXS1692E; TSPAN7
種	ヒト
GeneID	7102
免疫原	ヒトTSPAN7（NP_004606.2）のアミノ酸140-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P41732
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ