

Wb、Elisa用 抗Tspan8 ウサギポリクローナル抗体 - P19075

商品番号: CM0014043

前書き

WBおよびELISA用の高品質TSPAN8ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。テトラスパニン生物学、細胞遊走、腸管バリア研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | TSPAN8 Rabbit pAb                                        |
| 備考/別名      | CO-029; TM4SF3; TSPAN8                                   |
| 種          | ヒト                                                       |
| 遺伝子ID (ヒト) | 7103                                                     |
| 遺伝子ID      | 7103                                                     |
| 免疫原        | ヒトTSPAN8 (NP_004607.1) のアミノ酸110-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                |
| 適用         | WB, ELISA                                                |
| 交差反応性      | マウス, ラット                                                 |
| SWISS      | P19075                                                   |
| タンパク質分子量   | 26kDa                                                    |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                    |