

Anti-Tspan8 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P19075

商品番号: CM0013717

前書き

WBおよびELISAで検認されたAnti-TSPAN8ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞シグナル伝達、遊走、および腫瘍進行に関与する標的テトラスパニン-8。診断および研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSPAN8 Rabbit pAb
備考/別名	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7103
GeneID	7103
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTSPAN8 (NP_004607.1) のアミノ酸110-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19075
タンパク質分子量	26kDa
配送	保冷バッグ