

Anti-Tspo ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P30536

商品番号: CM0022287

前書き

ヒトTSPO

(PBR)に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。コレステロール輸送およびステロイド合成に関与する19 kDaのミトコンドリアトランスロケータータンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PBR/TSPO ウサギ pAb
備考/別名	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSPO1; PBR/TSPO
種	ヒト
GeneID (ヒト)	706
GeneID	706
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPBR/PBR/TSPO (NP_000705.2) のアミノ酸1-50に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P30536
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ