

Wb、Elisa用 Anti-Tssk3 ポリクローナル抗体 - Q96Pn8

商品番号: CM0031086

前書き

TSSK3 ウサギ

pAbは、WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。精子細胞の発達と雄性不妊に不可欠な精巣特異的セリン/スレオニンキナーゼ3を標的とします。生殖生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSSK3 ウサギ pAb
備考/別名	TSK3; SPOGA3; STK22C; STK22D; TSSK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	81629
GeneID	81629
免疫原	ヒトTSSK3のアミノ酸1-268に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_443073.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q96PN8
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ