


Anti-Ttbk2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Iq55

商品番号: CM0026825



前書き

ヒトTTBK2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ラットと交差反応します。標的はタウチューブリンキナーゼ2 (tau-tubulin kinase

2) で、線毛形成とタウリン酸化の制御因子です。神経変性および線毛症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TTBK2 Rabbit pAb
備考/別名	TTBK; SCA11; TTBK2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	146057
遺伝子ID	146057
免疫原	ヒトTTBK2 (NP_775771.3) のアミノ酸1185-1244に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q6IQ55
タンパク質分子量	137kDa
配送	氷袋