


Wb、Ip、If/Icc、Elisa用Anti-Ttc11/Fis1ポリクローナル抗体 - Q9Y3D6

商品番号: CM0026400



前書き

TTC11/FIS1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアダイナミクス、ペルオキシソーム分裂、およびアポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TTC11/FIS1 Rabbit pAb
備考/別名	TTC11; CGI-135; TTC11/FIS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51024
GeneID	51024
免疫原	ヒトTTC11/FIS1 (NP_057271.2) のアミノ酸1-122に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3D6
タンパク質分子量	17 kDa
配送	アイスバッグ