

Anti-Ttc3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P53804

商品番号: CM0012958

前書き

TTC3

E3ユビキタンタンパク質リガーゼを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ユビキチン化、Aktシグナル伝達、および神経細胞分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TTC3 Rabbit pAb
備考/別名	DCRR1; RNF105; TPRDIII; TTC3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7267
GeneID	7267
免疫原	ヒトTTC3 (NP_003307.3) のアミノ酸1400-1700に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53804
タンパク質分子量	230kDa
配送	アイスパック