


Wb、Elisa用抗Ttc5ポリクローナル抗体 - Q8N0Z6

商品番号: CM0014097



前書き

ヒトTTC5（Strap）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。クロマチン制御やDNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TTC5 ウサギpAb
略称/別名	Strap; NEDCAFD; TTC5
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	91875
遺伝子ID	91875
免疫原	ヒトTTC5（NP_612385.2）のアミノ酸1-300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N0Z6
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	水袋