

Wb、Elisa用抗Ttc7Aウサギポリクローナル抗体 - Q9Ult0

商品番号: CM0023069

前書き

ヒトTTC7Aに対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ラットと交差反応します。PI4Kの細胞膜局在およびホスファチジルイノシトール4-リン酸合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	TTC7A ウサギpAb
備考／別名	TTC7; GIDID; MINAT; TTC7A
種	ヒト
GeneID	57217
免疫原	ヒトTTC7Aのアミノ酸1〜300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001275880.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9ULT0
タンパク質分子量	96 kDa
配送	保冷バッグ