

Anti-Ttf-1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43699

商品番号: CM0009927

前書き

ヒト、マウス、ラットの反応性を持ち、WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証されたAnti-TTF-1 Rabbit mAb。肺および甲状腺の発生に重要な甲状腺転写因子であるNKX2-1を標的とします。がんおよび発生学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TTF-1 Rabbit mAb
備考/別名	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTCl; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7080
GeneID	7080
免疫原	合成ペプチド；ヒトNKX2-1 (P43699) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43699
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋