

If/Icc、Elisa用 抗Ttf1ウサギポリクローナル抗体 - Q15361

商品番号: CM0024487

前書き

ヒトTTF1（核小体転写終結因子）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。rDNA転写制御および核小体機能に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TTF1 ウサギ pAb
備考/別名	TTF-I; TTF-I; TTF1
種	ヒト
GeneID	7270
免疫原	ヒトTTF1（NP_031370.2）のアミノ酸806-905に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15361
タンパク質分子量	103kDa
発送	保冷バッグ