

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Ttf2ポリクローナル抗体 - Q9Uny4

商品番号: CM0029835

### 前書き

ヒトTTF2（RNAポリメラーゼIIの除去に関与する転写終結因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、遺伝子制御およびスプライシングの研究をサポートします。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | TTF2 Rabbit pAb                                      |
| 備考/別名       | F2; HuF2; ZGRF6; TTF2                                |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 8458                                                 |
| GeneID      | 8458                                                 |
| 免疫原         | ヒトTTF2 (NP_003585.3) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                    |
| 交差反応性       | ヒト                                                   |
| SWISS       | Q9UNY4                                               |
| タンパク質分子量    | 130kDa                                               |
| 配送          | 氷袋                                                   |