


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Ttkポリクローナル抗体 - P33981

商品番号: CM0024033



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用のウサギポリクローナルTTK（MPS1）抗体。ヒト、マウス、ラットのTTKを検出。分裂紡錘体チェックポイントキナーゼを標的とし、細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TTK Rabbit pAb
備考/別名	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7272
遺伝子ID	7272
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTTK（NP_003309.2）のアミノ酸536-789に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33981
タンパク質分子量	97kDa
発送	保冷バッグ