

WbおよびElisa用Anti-Ttll12ポリクローナル抗体 - Q14166

商品番号: CM0023234

前書き

ヒトTTLL12を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。TTLL12は、チューブリン翻訳後修飾、細胞分裂、染色体安定性、および自然抗ウイルス免疫の調節因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TTLL12 Rabbit pAb
備考/別名	dJ526H14.2; TTLL12
種	ヒト
遺伝子ID	23170
免疫原	ヒトTTLL12 (NP_055955.1) のアミノ酸485-644に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14166
タンパク質分子量	74kDa
配送	アイスバッグ