

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Tubb8 ポリクローナル抗体 - Q3Zcm7

商品番号: CM0014992

前書き

ヒトTUBB8に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。生殖生物学研究における減数分裂紡錘体の形成と卵母細胞の成熟の研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TUBB8 ウサギ pAb
備考/別名	OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	347688
遺伝子ID	347688
免疫原	ヒトTUBB8 (NP_817124.1) のアミノ酸344-444に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q3ZCM7
タンパク質分子量	50kDa
輸送	保冷バッグ