

Tubb8 抗ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa 用） - Q3Zcm7

商品番号: CM0030550

前書き

ヒトTUBB8（アミノ酸350-444を標的）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。微小管ダイナミクスと卵母細胞成熟の研究に最適。ヒトと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	TUBB8 ウサギ pAb
備考/別名	OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	347688
遺伝子ID	347688
免疫原	ヒトTUBB8（NP_817124.1）のアミノ酸350-444に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q3ZCM7
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ