

Wb、Elisa用Anti-Tubgcp5ポリクローナル抗体 - Q96Rt8

商品番号: CM0020646



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のTUBGCP5ウサギポリクローナル抗体（118 kDa）。ヒトおよびラットのTUBGCP5を検出します。これは、微小管形成に参与する γ -チューブリンリング複合体の重要な構成要素です。セントロソーム生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TUBGCP5 Rabbit pAb
備考/別名	GCP5; TUBGCP5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114791
GeneID	114791
免疫原	ヒトTUBGCP5 (NP_443135.3) のアミノ酸100-200内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q96RT8
タンパク質分子量	118kDa
配送	アイバッグ