


## 抗Tubgcp6ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q96Rt7

商品番号: CM0018976



## 前書き

Y-

チューブリンリング複合体の重要なサブユニットであるTUBGCP6（GCP6）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットを対象としたWB、IHC-

P、ELISAに適しています。中心体と微小管核形成の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名        | TUBGCP6 Rabbit pAb                                        |
| 別名         | GCP6; GCP-6; MCCRP; MCCRP1; MCPHCR; TUBGCP6               |
| 由来種        | ヒト                                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 85378                                                     |
| 遺伝子ID      | 85378                                                     |
| 免疫原        | ヒトTUBGCP6 (NP_065194.2) のアミノ酸600～900番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 産生源        | ウサギ                                                       |
| 分類         | ポリクローナル抗体                                                 |
| 用途         | WB、IHC-P、ELISA                                            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS      | Q96RT7                                                    |
| タンパク質分子量   | 200kDa                                                    |
| 輸送方法       | 氷袋梱包                                                      |