

抗チューブリンベータ-1鎖モノクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q9H4B7

商品番号: CM0002060

前書き

WB, IF/ICC, ELISA用抗チューブリンベータ-1鎖ウサギモノクローナル抗体。ヒトチューブリンベータ-1鎖を認識し、マウス、ラット、ウシ、イヌ、サルと交差反応します。微小管の構造および機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	チューブリンベータ-1鎖 ウサギmAb
備考/別名	MACTHC1; チューブリンベータ-1鎖
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81027
遺伝子ID	81027
免疫原	ヒトチューブリンベータ-1鎖 (Q9H4B7) のアミノ酸352-451の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、ウシ、イヌ、サル
SWISS	Q9H4B7
タンパク質重量	50 kDa
配送	アイスバッグ