


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Tufmウサギポリクローナル抗体 - P49411

商品番号: CM0025723



前書き

ヒトTUFM (EF-TuMT)に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ミトコンドリア翻訳、オートファジー、自然免疫研究に最適です。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TUFM Rabbit pAb
備考/別名	P43; EFTU; COXPD4; EF-TuMT; TUFM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7284
GeneID	7284
免疫原	ヒトTUFM (NP_003312.3) のアミノ酸186-455に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49411
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスパック