


WbおよびElisa用 抗Tug/Aspscr1 ラビットモノクローナル抗体 - Q9Bze9

商品番号: CM0003903



前書き

CamelBioの抗TUG/ASPSCR1ラビットモノクローナル抗体は、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスのTUG/ASPSCR1（GLUT4テザリングタンパク質、約60kDa）を検出します。代謝およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TUG/ASPSCR1 Rabbit mAb
備考/別名	TUG; ASPL; ASPS; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPSCR1; TUG/ASPSCR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79058
遺伝子ID	79058
免疫原	ヒトTUG/ASPSCR1 (Q9BZE9) のアミノ酸200-300領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BZE9
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋