

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tulp2ウサギポリクローナル抗体 - P46686

商品番号: CM0020247

前書き

マウスTulp2（Tubby関連タンパク質2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。網膜および精巢の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Tulp2ウサギpAb
備考／別名	Pdet、Tulp2
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	7288
遺伝子ID	56734
免疫原	マウスTulp2（NP_032833.2）の78～305番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46686
タンパク質分子量	63kDa
輸送	アイスバッグ