


## Wb用抗Tweakr/Fn14/Cd266ポリクローナル抗体 - Q9Np84

商品番号: CM0013660



### 前書き

ヒトTWEAKR/Fn14/CD266（TNFRSF12A）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションでバリデーション済み。組換え免疫原、14 kDa、ヒト反応性。アポトーシスおよび血管新生研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | TWEAKR/Fn14/CD266 ウサギpAb                                        |
| 備考/別名      | FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266                          |
| 種          | ヒト                                                              |
| GeneID（ヒト） | 51330                                                           |
| GeneID     | 51330                                                           |
| 免疫原        | ヒトTWEAKR/Fn14/CD266（NP_057723.1）のアミノ酸28～129に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                             |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                       |
| アプリケーション   | WB、ELISA                                                        |
| 交差反応性      | ヒト                                                              |
| SWISS      | Q9NP84                                                          |
| タンパク質分子量   | 14kDa                                                           |
| 輸送         | 保冷剤                                                             |