


Wb、Elisa用 抗Tweakr/Fn14/Cd266 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Np84

商品番号: CM0010392



前書き

ヒトTWEAKR/Fn14/CD266 (TNFRSF12A)を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。アミノ酸50-129からの組換え免疫原。14kDaタンパク質を認識。アポトーシス、血管新生、細胞接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	TWEAKR/Fn14/CD266 ウサギmAb
備考/別名	FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51330
GeneID	51330
免疫原	合成ペプチド (ヒトTWEAKR/Fn14/CD266 (Q9NP84) のアミノ酸50-129に対応する配列の合成ペプチド)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NP84
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ