

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Twf1 ポリクローナル抗体 - Q12792

商品番号: CM0017720



前書き

ヒトTWF1（ツインフィリン-1/A6/PTK9）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。アクチン動態とエンドサイトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TWF1 ウサギ pAb
備考/別名	A6, PTK9, TWF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5756
遺伝子ID	5756
免疫原	ヒトTWF1 (NP_002813.3) のアミノ酸101-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q12792
タンパク質分子量	40kDa
配送	保冷バッグ