

Wb、Elisa用抗Twf2 ポリクローナル抗体 - Q6Ibs0

商品番号: CM0026428



前書き

ツインフィリン-

2 (TWF2) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスに反応。アクチン動態およびエンドサイトーシスに関与。細胞骨格研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TWF2 ウサギ pAb
備考/別名	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11344
遺伝子ID	11344
免疫原	ヒトTWF2 (NP_009215.1) のアミノ酸1-349に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6IBS0
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷バッグ