

Wb、Ip、Elisa用 抗Twf2 ウサギモノクローナル抗体 - Q6Ibs0

商品番号: CM0006961



前書き

ヒトTWF2（ツイインフィリン-2）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。アクチン動態とクラスリン依存性エンドサイトーシスに関与する約40 kDaのタンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TWF2 ウサギ mAb
備考/別名	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11344
遺伝子ID	11344
免疫原	ヒトTWF2のアミノ酸1-349に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_009215.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6IBS0
タンパク質分子量	40 kDa
輸送	保冷バッグ