

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Twist ポリクローナル抗体 - Q15672

商品番号: CM0025904



前書き

ヒトTwistタンパク質（TWIST1、bHLHa38）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。転写制御、頭蓋顔面発達、筋形成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Twist ウサギ pAb
備考/別名	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7291
GeneID	7291
免疫原	組換えタンパク質 Twist (NP_000465.1) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15672
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ