

Wb、Ihc-P、Elisa用アンチツイストウサギポリクローナル抗体 - Q15672

商品番号: CM0023779



前書き

ヒトTwist (TWIST1) に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。転写調節、筋形成、頭蓋骨縫合早期癒合症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Twist ウサギ pAb
略称/別名	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7291
遺伝子ID	7291
免疫原	ヒトTwist (NP_000465.1) のアミノ酸51~150領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15672
タンパク質分子量	21kDa
配送方法	氷袋