

Anti-Twist1モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Elisa用） - Q15672

商品番号: CM0005905



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用に検証されたTWIST1ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのTWIST1と反応し、転写調節および発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

製品パラメータ	値
製品名	TWIST1 Rabbit mAb
備考/別名	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; twist-related protein 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7291
GeneID	7291
免疫原	ヒトTWIST1 (NP_000465.1) のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15672
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ