

Wb、Elisa用抗Txlnaウサギポリクローナル抗体 - P40222

商品番号: CM0020154

前書き

WB、ELISAで検証済みの抗TXLNAウサギポリクローナル抗体。細胞内小胞輸送およびエキソサイトーシスに関与するヒトα-タキシリン（62 kDa、遺伝子ID 200081）を認識します。研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TXLNAウサギpAb
別名	IL14; TXLN; TXLNA
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	200081
免疫原	ヒトTXLNAのアミノ酸1〜160に相当する組換えタンパク質（NP_787048.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P40222
タンパク質分子量	62kDa
配送	保冷剤