

Anti-Txlna ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、 、 Elisa用） - P40222

商品番号: CM0019666

前書き

ヒトアルファタキシリン（TXLNA）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。細胞内小胞輸送およびカルシウム依存性エキソサイトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TXLNA ウサギ pAb
備考/別名	IL14; TXLN; TXLNA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	200081
GeneID	200081
免疫原	ヒトTXLNA（NP_787048.1）のアミノ酸1-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P40222
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ