

抗Txndc12ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - O95881

商品番号: CM0018647



前書き

ヒトTXNDC12（ERp18/ERp19）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの実用性が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。小胞体のタンパク質ジスルフィドイソメラーゼ活性と酸化還元制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TXNDC12 ウサギ pAb
別名	AG1, AGRI, ERP16, ERP18, ERP19, TLP19, hAG-1, PDIA16, hTLP19, TXNDC12
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51060
免疫原	ヒトTXNDC12（NP_056997.1）のアミノ酸93～172番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット	O95881
タンパク質分子量	19kDa
輸送方法	保冷剤