


Wb用抗Txndc5ポリクローナル抗体 - Q8Nbs9

商品番号: CM0018664



前書き

ヒトTXNDC5（ERp46）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。小胞体タンパク質のフォールディングおよびジスルフィド結合形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TXNDC5 ウサギ pAb
備考／別名	HCC2; ERP46; HCC-2; STRF8; PDIA15; UNQ364; ENDOPDI; TXNDC5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	81567
GeneID	81567
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTXNDC5（NP_001139021.1）のアミノ酸1～324に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NBS9
タンパク質分子量	48kDa
配送	保冷剤