

抗Txndc9ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - O14530

商品番号: CM0030321

前書き

TXNDC9に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。アクチンおよびチューブリンの折りたたみに関与するシャペロニンTCP1 ATPase活性の負の制御因子である、ヒト、マウス、ラットのTXNDC9を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TXNDC9 ウサギpAb
備考/別名	APACD, PHLP3, TXNDC9
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10190
免疫原	ヒトTXNDC9 (NP_005774.2) のアミノ酸1-110番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14530
タンパク質分子量	27kDa
輸送方法	保冷剤