


Wb、Elisa用抗Txnipポリクローナル抗体 - Q9H3M7

商品番号: CM0019797



前書き

ヒトTXNIP（VDUP1）に対するウサギポリクローナル抗体で、マウスおよびラットとの交差反応性を有し、WBおよびELISAに適しています。酸化ストレス、細胞周期制御、腫瘍抑制の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TXNIPウサギpAb
別名／エイリアス	THIF; VDUP1; ARDC6; HHCPA78; EST01027; TXNIP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10628
GeneID	10628
免疫原	合成ペプチド ヒトTXNIPのアミノ酸291～391内の配列に対応する合成ペプチド。（NP_006463.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9H3M7
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ