


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Txnip ウサギポリクローナル抗体 - Q9H3M7

商品番号: CM0026063



前書き

CamelBioは、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ抗TXNIPポリクローナル抗体を提供します。ヒト、マウス、ラットのTXNIP（約44kDa）を検出します。酸化ストレス、細胞周期停止、腫瘍抑制における機能を有します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TXNIP ウサギ pAb
備考/別名	THIF; VDUP1; ARRD6; HHCPA78; EST01027; TXNIP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10628
免疫原	ヒトTXNIP (NP_006463.3) のアミノ酸1-166に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H3M7
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ