


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Txnl1ポリクローナル抗体 - O43396

商品番号: CM0022924



前書き

ヒトTXNL1（チオレドキシン様タンパク質1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。Swiss-Prot O43396。レドックス生物学研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TXNL1ウサギpAb
備考／別名	Txl; TXNL; TRP32; TXL-1; HEL-S-114; TXNL1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9352
遺伝子ID	9352
免疫原	組換えタンパク質；ヒトTXNL1（NP_004777.1）のアミノ酸1～289に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43396
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ