


## Wb・Elisa用 抗Txnl4A ウサギポリクローナル抗体 - P83876

商品番号: CM0016977



### 前書き

ヒトTXNL4A（チオレドキシン様タンパク質4A、別名DIM1/U5-

15kD）を標的とするポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスとの交差反応性があります。スプライソソーム研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | TXNL4A ウサギpAb                                          |
| 備考/別名       | BMKS, DIB1, DIM1, TXNL4, SNRNP15, U5-15kD, TXNL4A      |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 10907                                                  |
| GeneID      | 10907                                                  |
| 免疫原         | ヒトTXNL4A (NP_006692.1) のアミノ酸1～142番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途          | WB, ELISA                                              |
| 交差反応性       | ヒト, マウス                                                |
| SWISS       | P83876                                                 |
| タンパク質分子量    | 17kDa                                                  |
| 輸送方法        | 氷袋                                                     |