

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Tyk2ウサギポリクローナル抗体 - P29597

商品番号: CM0021533



前書き

TYK2ウサギpAbは、ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAにより、ヒト、マウス、ラットのTYK2を検出します。この134 kDaのJAKファミリーキナーゼは、インターフェロンおよびサイトカインシグナル伝達を媒介し、自然免疫および獲得免疫に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TYK2ウサギpAb
備考/別名	JTK1; IMD35; TYK2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7297
遺伝子ID	7297
免疫原	ヒトTYK2 (NP_003322.3) のアミノ酸1102~1182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29597
タンパク質分子量	134kDa
配送	保冷剤