

WbおよびElisa用 Anti-Tymp ポリクローナル抗体 - P19971

商品番号: CM0016134



前書き

TYMP（チミジンホスホリラーゼ/PD-ECGF）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済み。血管新生およびヌクレオシド代謝研究に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TYMP ウサギ pAb
備考/別名	TP; ECGF; ECGF1; MNGIE; MEDPS1; MTDPS1; PDECGF; hPD-ECGF; TYMP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1890
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P19971
タンパク質重量	50kDa
発送	保冷バッグ