

抗Tymsウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P04818

商品番号: CM0018583



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのTYMSウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのチミジレート合成酵素（TS、TMS、HST422）を検出します。この酵素はde novoチミジレート生合成における主要酵素であり、がん研究において重要な標的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TYMS ウサギpAb
備考/別名	TS; TMS; DKCD; HST422; TYMS
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7298
遺伝子ID	7298
免疫原	ヒトTYMS（NP_001062.1）のアミノ酸1〜313番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P04818
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤