

Wb・Elisa用抗Tyro3モノクローナル抗体 - Q06418

商品番号: CM0002124



前書き

ヒトTyro3（Q06418）に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。細胞生存、遊走、ウイルス侵入機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Tyro3 ウサギmAb
備考／別名	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7301
遺伝子ID	7301
免疫原	合成ペプチド ヒトTyro3（Q06418）のアミノ酸791～890番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06418
タンパク質分子量	97kDa
配送方法	保冷剤