


Wb、Elisa用抗Tyrobpポリクローナル抗体 - O43914

商品番号: CM0018623



前書き

ウサギ由来ヒトTYROBP（DAP12）に対するポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。免疫シグナル伝達や破骨細胞発生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TYROBP ウサギpAb
別名	DAP12; KARAP; PLOSL; PLOSL1; TYROBP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7305
GeneID	7305
免疫原	ヒトTYROBP（NP_003323.1）のアミノ酸1-113領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O43914
タンパク質分子量	12kDa
輸送方法	氷袋