

ウエスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗チロシナーゼ

ウサギポリクローナル抗体 - P14679

商品番号: CM0016599



前書き

ヒトチロシナーゼに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。メラニン生合成および色素沈着研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	チロシナーゼ ウサギ pAb
備考/別名	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCA1A; SHEP3; Tyrosinase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7299
GeneID	7299
免疫原	合成ペプチド: ヒトチロシナーゼ (NP_000363.1) のアミノ酸20-340に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14679
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ