

Wb、Ihc-P、Elisa用抗チロシナーゼウサギポリクローナル抗体 - P14679

商品番号: CM0018725



前書き

WB、IHC-

P、ELISAに適したチロシナーゼウサギポリクローナル抗体（60kDa）。ヒト、ラットと反応します。メラニン合成酵素を標的とし、アルビニズムおよびメラノーマ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	チロシナーゼウサギpAb
備考/別名	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCA1A; SHEP3; Tyrosinase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7299
GeneID	7299
免疫原	ヒトチロシナーゼ (NP_000363.1) のアミノ酸20-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P14679
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ