


ウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学（パラフィン切片）、Elisa用 抗チロシンヒドロキシラーゼ モノクローナル抗体 - P07101

商品番号: CM0005365



前書き

ヒトチロシンヒドロキシラーゼ（TH）に対するマウスモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。カテコールアミン合成研究における研究および診断用途で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	チロシンヒドロキシラーゼ マウス mAb
備考/別名	TYH; DYT14; DYT5b
種	ヒト
GeneID	7054
免疫原	ヒトチロシンヒドロキシラーゼ由来の合成ペプチド
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07101
タンパク質分子量	45-59 kDa
輸送	保冷バッグ